



Instruções de preparo

Não é necessário jejum ou cuidados especiais.

Instruções de estabilidade

A amostra é estável por 3 dias refrigerada entre 2°C a 8°C ou por até 6 meses congelada a -20°C.

Interpretação

A determinação de IgE total costuma ser solicitada na avaliação das condições alérgicas e outros distúrbios imunológicos. Numerosos fatores contribuem para o nível sérico de IgE Total e devem ser considerados para sua correta interpretação, tais como: a predisposição genética; fatores ambientais (ex. exposição a alérgenos); infecções; idade; sexo; poluição; tabagismo; tipo e intensidade de sensibilizações alérgicas.